

Upustvo za upotrebu predlog

Ovlašćeni predstavnik: Dental Express
doo, Uroša Martinovića 21/L2, Novi
Beograd, 011/3111048,
office@dentalexpress.rs

Proizvođač: Myofunctional Research
CO., 44 Signato Drive, Helensvale QLD
4212, Australia

Broj upisa u registar: 515-02-01736-
2023-7

Myosa for kids – uložak za korekciju
zagrižaja

Pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži
informacije koje su važne za Vas.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer
sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovo medicinsko sredstvo je isključivo za
profesionalnu upotrebu i ne može se
koristiti bez nadzora doktora
stomatologije ili specijaliste ortopedije
vilica. Neophodno je da pažljivo koristite
medicinsko sredstvo.

Aparat je namenjen za jednog pacijenta.
Upotreba aparata na drugom pacijentu
ne dovodi do željenih rezultata.

Čuvati na sobnoj temperaturi.

Pakovanje: 1 aparat pakovan u kutiji.

U ovom uputstvu pročit ćete:

1. Razumevanje problema?
2. Normalno disanje kroz nos
VS disanje na usta?
3. Šta je Myosa for Kids?
4. Kako se upotrebljava?
5. Moguće neželjene reakcije
6. Kada se ne sme koristiti
7. Koji je cilj tretmana
8. Čišćenje i čuvanje
miofunkcionalnog aparata
9. Ostale informacije

Razumevanje problema?

Problemi disanja u toku sna su dokazano
uzročnici lošeg ravoja i zdravlja kod
dece, problema u ponašanju i
koncentracije u školi. Pored toga što
izaziva zastoj u razvoju vilica, ukoliko se

ne leče problemi sa disanjem kod dece
oni mogu prouzrokovati ozbiljne
zdravstvene probleme u kasnijem
periodu.

Normalno disanje na nos VS disanje na usta?

Disanje na usta nije normalna funkcija i
može dovesti do poremećaja sba.
Ukoliko se diše na usta, vilice se neće
razviti pravilno. Odrasli koji imaju Sleep
Disorder Breathing (SDP) imaju
nerazvijene vilice što uzrokuje nepravilan
položaj jezika i blokadu disajnih puteva.
Pored svega toga, potrebno je naučiti
pacijenta pravilnom disanju i položaju
jezika.

Šta je Myosa for kids?

Myosa for kids je aparat srednje veličine
dizajniran za decu od 6-12 godina.
Aparat je idealan za korekciju pozicije
donje vilice, otvara disajni put,
uspostavlja normalno disanje i drži jezik
u svojoj pravoj poziciji.

Kako se upotrebljava?

Myosa for kids nositi tokom cele noći i
još 1h do 2h u toku dana.

Procedura postavljanja aparata u ustima
pacijenta:

Step 1. Držite Myosa aparat tako da je
graničnik za jezik postavljen nagore

Step 2. Postavite Myosa aparat u usta

Step 3. Držite položaj jezika tako da se
jezik dodiruje svojom gornjom stranom i
vrhom graničnik za jezik.

Step 4. Zatvorite usne i dišite kroz nos

Dužina trajanja tretmana je
individualna. Myosa aparat se mora
nositi i danju.

Terapija sa oralnim aparatima

Terapija sa oralnim aparatima se sada
smatra najugodnijom terapijom. Ovi
aparati deluju tako što postavljaju vilicu
u pravilan položaj i otvaraju disajni put.
Efektivnost je individualna i zavisi od
više faktora. SDB može izazvati hrkanje,

gušenje, pa čak i opstruktivnu sleep
apneju, što dovodi do lakšeg umaranja
u toku dana, kao i do problema sa
ponašanjem. Pored toga, i drugi
zdravstveni problemi kao što su
cirkulacija i kardiovaskularni problemi se
dovode u vezu sa SDB.

Aparat Myosa for kids će otvoriti disajni
put i rasperetiti zglobov vilice pomoću
vazdučnih jastučića koji su sastavni deo
aparata.

Moguće neželjene reakcije

Zubi mogu postati u početku tretmana
osetljiviji, to je potpuno normalno, ali
ako osetljivost i bol perzistira obratite se
Vašem stomatologu, ortodontu.

Kada se ne sme koristiti?

Myosa aparat se ne koristi u kombinaciji
sa fiksnim ili mobilnim aparatom.
Obratite se Vašem stomatologu i one će
Vam reći koji je aparat posebno
namenjen u te svrhe.

Cilj tretmana:

- Usne su sastavljene, sem
tokom govora i jela
- Disanje je na nos što
omogućava pravilni razvitak
gornje i donje vilice i pravilan
preklop zuba
- Nema aktivnosti usana
prilikom gutanja, što
omogućava prednjim zubima
da se normalno razvijaju
- Poboljšan raspored zuba u
vilici
- Poboljšan razvitak lica

Čišćenje: Čistiti tekućom toplom vodom
svaki put kada aparat izvadite iz usta.
Koristiti Myoclean tablete da temeljno
očistite aparat dva puta nedeljno.
Pitajte Vašeg doktora za Myoclean,
preporučeno sredstvo za čišćenje svih
MRC aparata. Čuvati na sobnoj
temperaturi.

Ostale informacije

Oprez. Ne grizite Myobraces!!!

Oprez. Može se desiti da Myobrace
aparat ispadne tokom noći u početku

terpaije, ukoliko se to dogodi povećajte
nošenje aparata u toku dana.

OPREZ: KORISTITI APARAT SAMO POD
NADZOROM LICENCIRANOG
ORTODONTA ILI DOKTORA



Myofunctional Research Co., Australia, 44 Signato Drive, Helensvale QLD 4212 Australia, Tel:
+61 7 5573 5999



European Representative: Myofunctional Research Europe B.V.

Gompenstraat 21C 5145 RM Waalwijk, Netherlands

P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk, Netherlands

Tel: +31 416 651 696

