

ORIGINAL



Uputstvo za upotrebu



NAMENA

- Iconic Original se koristi u proizvodnji uklonjivih termoformiranih aparata za proizvodnju intraoralnih aparata kao što su ritejneri, ortodontski alajneri, podizač zagrizaža, splintovi, aparati za hrkanje, aparati za bruksing i noćne štitičke. Iconic Original materijal je posebno pogodan za upotrebu sa bruskerima / brusilicama.

INDIKACIJE

- Stomatološki aparati napravljeni od Iconic termoformirajućih aparata indikovani su za upotrebu kod pacijenata kojima je potreban ortodontski tretman.

KARAKTERISTIKE PERFORMANSE I KLINIČKE PREDNOSTI

- Karakteristike performansi Iconic materijala za termoformiranje uključuju snagu, izdržljivost, jasnoću, otpornost na pucanje/lomljenje, lako se skidaju sa modela i lako se podrezuju. Kliničke prednosti zubnih aparata napravljenih od Iconic materijala su korekcija okluzije i opšte poboljšanje zdravlja zuba.

KONTRAINDIKACIJE

- Pacijenti sa istorijom alergijskih reakcija na plastiku ne bi trebalo da koriste ovaj proizvod.

UPOZORENJA

- Iconic Original se formira na ekstremno visokim temperaturama, mora se voditi računa prilikom termoformiranja.
- Prilikom termoformiranja nikada ne ostavljajte mašinu bez nadzora.
- Prekomerno zagrevanje Iconic Original-a može dovesti do pucanja materijala, lomljenja, smanjenja vremena nošenja pacijenta.
- Svaki ozbiljan incident koji se dogodio u vezi sa uređajem treba prijaviti proizvođaču i nadležnom organu.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Iconic Original treba čuvati na temperaturi između 5°C - 25°C, na suvom mestu.
- Držati dalje od direktne sunčeve svetlosti, ako je izložen svetlosti duže vreme, materijal može postati podložan degradaciji i promeni boje.
- Iconic Original treba da se koristi samo onako kako je navedeno u indicacijama za upotrebu, svaka upotreba Iconic Originala koja nije u skladu sa ovim indicacijama za upotrebu je prema diskreciji i na isključivoj odgovornosti praktičara.
- Pacijenti sa istorijom alergijskih reakcija na plastiku ne bi trebalo da koriste ovaj proizvod.
- Iconic Original ne sadrži bisfenol A (BPA).
- Iconic Alpha retainer materijal se preporučuje pacijentima sa bruksizmom.

NEŽELJENE REAKCIJE

- Alergijske reakcije.

NAČIN UPOTREBE

- 1) Iconic Original se isporučuje sa zaštitnim filmom otpornim na toplotu na obe površine. Za najbolje rezultate uklonite

film na površini kontakta sa toplotom, ostavljajući film na kontaktnoj površini modela. Ovo će sprečiti potrebu za izolacijom modela, poboljšavajući jasnoću. Ovo takođe stvara mikro zazor na termoformiranom uređaju, sprečavajući potrebu da se blokiraju manja podrezivanja.

2) Model treba podrezati na dubinu od 20 mm (3/4") u visinu.

3) Uklonite gornji deo modela sa punim lukom.

4) Oblikujte koristeći mašinu koja se uobičajeno koristi za oblikovanje vakuumom ili pritiskom.

5) Uverite se da se Iconic Original ohladio pre uklanjanja materijala sa modela. Za najbolje rezultate koristite Iconic Tricutter DBL4-101/1063.

6) Uklonite film otporan na toplotu sa Iconic Originala.

7) Odrežite i dovršite uređaj po potrebi. Za najbolje rezultate koristite Iconic Polishing Disk 4S04-1381.

Vreme grejanja može da varira u zavisnosti od mašine. Ako se Iconic Original ne prilagodi modelu, dodajte vreme zagrevanja dok ne dođe do potpune adaptacije. Ako se Iconic Original „savija“ kada se termoformira, smanjite vreme zagrevanja dok ne prestane sa savijanjem.

KADA ZAGREVATE ICONIC ORIGINAL, NE POPUŠTAJTE VIŠE OD 20MM.

Debljina	Vreme zagrevanja vakuuma*	Biostar Kôd*	Drufoomat*
0.75mm (.030")	25 Sekundi	113	55 Sekundi
1.0mm (.040")	35 Sekundi	133	65 Sekundi
1.5mm (.060")	45 Sekundi	153	80 Sekundi

* Nakon prethodnih zagrevanja uređaja.

BEZBEDNO ODLAGANJE

• Korišćeni zubni aparati mogu se smatrati biološkim opasnostima. Pridržavajte se zakona, direktiva, standarda i smernica specifičnih za svoju zemlju za odlaganje korišćenih uređaja.

SAVETI ZA ODRŽAVANJE

- Nakon pranja zuba, mekom četkicom za zube operite gornji i donji deo retejnera
- Nemojte četkati držač pastom za zube jer će to značajno smanjiti vek trajanja retejnera.
- Koristite hladnu vodu za pranje retejnera. Retejner se takođe može očistiti Retainer Brite ili sličnim rastvorom za čišćenje
- Topla voda će izobličiti retejner
- Dobro isperite pre i posle upotrebe i dobro osušite
- Pažljivo rukujte retejnerom i čuvajte ga u kutiji za pričvršćivanje kada nije u ustima
- Kada skidate retejner, primenite jednak pritisak na sve strane retejnera - za ovu svrhu preporučuju se retriveri
- Ako aparat postane suviše zategnut nemojte ga silom, pozovite svog ortodonta ili zubara
- Nemojte jesti niti piti kada nosite retejner, jer kiseline u hrani i piću mogu značajno da smanje vek trajanja retejnera



DB Orthodontics

Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire, BD20 0EF, United Kingdom

T: +44 (0) 1535 656 999 | F: +44 (0) 1535 656 969 E: sales@dbortho.com

Web: www.dbortho.com

IFU008 – Issue 2 – 07/08/2023



Za
jednokratnu
upotrebu



Čuvati na
hladnom i
suvom mestu



Uputstvo
za
upotrebu



EMERGO EUROPE
Westervoortsestraat 10
6527 AT, Arnhem
The Netherlands

Ovlašćeni predstavnik proizvođača i distributer: Dental Express d.o.o. , Uroša Martinovića
21/L2, Novi Beograd, Srbija, tel. 011/3111-048, email: office@dentalexpress

Rešenje o Registraciji: 000195745 2024 59010 009 000 515 059 04 003