

## Upustvo za upotrebu

<b>Utility pliers</b>		<b>Wire Bending Pliers</b>	
IX800	Small Weingart Utility Plier	IX807	Light Wire Plier
IX801	Small Weingart with TC	IX808	Light Wire Plier with Cutter and 2 Grooves
IX802	Large Weingart Utility Plier	IX809	Light Wire Plier with Cutter and 2 Grooves
IX803	Large Weingart with TC	IX810	Bird Beak
IX804	Fine tipped Weingart	IX811	Light Wire contouring and cutting plier
IX805	How Utility Plier ( straight)	IX812	Tweed Loop forming plier with Cutter
IX806	How Utility Plier ( angled)	IX813	Tweed Arch Forming Plier
IX820	Crimpable Archwire Hook Plier	IX814	O Brien Loop Forming Plier
IX822	Band contouring Plier	IX815	Nance Plier
IX824	Coon ligature tying Plier	IX816	3-Jaw Plier
IX825	Posterior Band remover ( short)	IX817	De La Rossa
IX826	Posterior Band remover ( long)	IX818	De La Rossa with Groove
IX895S/6S	Replacement pads for IX825 & IX826	IX819	Small 3-Jaw Plier
IX827	Direct Bond Remover	IX821	Long Beak Light Plier
IX828	Direct Bond Remover ( angled)	IX823	Fine 3-Jaw Plier
IX829	Direct Bond remover with TC	IX830	Hollow Chop
IX834	Crimping Plier	IX831	Jarabak Plier with Groove
IX835	Adhesive Removing Plier	IX871	Tweed Arch Forming plier with TC
IX836	Replacement metal pad	IX872	Bird Beak Plier with TC
IX837	Replacement Vinyl tube	IX873	Torquing plier set
IX840	Small Adams Plier		<b>Hand Instruments and Hemostats</b>
IX841	Force Module Separator	IX845	Mershon Molar Band Seater
IX841S	Springs for IX841	IX846	Mershon Molar Band Seater small round handle
	<b>Cutters</b>	IX847	Mershon Molar Band Seater flat handle
IX900	Distal End Cutter with TC	IX850	Direct Bond Bracket Holder
IX901	Distal End Cutter with TC ( Long Handled)	IX855	Mosquito Forceps
IX902S	Flush Distal End Cutter with TC	IX859	Delux Mathieu Needle Holder with TC
IX902	Flush Distal End Cutter with TC	IX860	Small Tip Mathieu Needle Holder with TC
IX905	Hard Wire Cutter with TC	IX861	Mathieu Needle Holder with TC
IX906	Hard Wire Cutter 15 with TC	IX862	Mathieu Needle Holder ( standard)
IX907	Large Hard Wire Cutter with TC	IX863	Smaha ( straight)
IX908	Heavy Duty hard Wire Cutter	IX864	Curved Mathieu Needle Holdr
IX910	Pin Ligature Cutter 7 with TC	IX865	Curved Mathieu Holder without TC
IX911	Micro Mini Ligature Cutter with TC	IX940	Curved Smaha
IX911L	Micro Mini Long Handled Ligature Cutter		<b>Lingual Series</b>
IX912	Standard Ligature Cutter with TC	IX950	Weingart 60 Angle
IX913	Standard Ligature Cutter with TC	IX951	Weingart 60 Angle with TC
	<b>Miscellaneous</b>	IX952	Stepped Tweed Arch Plier
IX866	Bracket Height Gauge 3.5-5mm .018	IX953	Cinch back
IX867	Bracket Height Gauge 3.5-5mm .022	IX955	Bracket remover

IX870	Serrated Scissors	IX956	Mini Ligature Cutter 50 angle with TC
IX880	Plaster Knife	IX956S	Micro Mini Ligature cutter 50 angle with TC
IX881	Small Wax Knife	IX957	Mini Ligature cutter 60 angle with TC
IX882	Large Wax Knife	IX957S	Micro Mini Ligature cutter 60 angle with TC
	<b>Lab Pliers</b>	IX958	Flush Cut Distal End Safety hold cutter with TC
IX164	Adams Plier	IX958S	Flush Cut Distal End Safety hold cutter with TC ( small)
IX165	Spring Former		
IX700	Universal General use plier		
IX701	Three Jaw Plier max 1.5mm		
IX702	Three Jaw Plier max 0.6mm		
IX703	Young three level plier		
IX704	Swartz plier max wire 0.7mm		
IX705	Universal Lingual Arch Plier		
IX706	Flat Nose Plier		
IX707	Conical Plat nose plier		
IX708	Optical Plier		

**Proizvođač: DB Orthodontics Ltd., Ryefield Way, Silsden, Keighley, West Yorkshire, BD20 OEF, United Kingdom.**

**Ovlašćeni predstavnik: Dental Express d.o.o. , Uroša Martinovića 21/ lokal 2, Novi Beograd, Srbija, tel. 011/3111-048, email. office@dentalexpress**

**Broj rešenja o registraciji: 515-02-02648-20-005**

**Uslovi čuvanja: na sobnoj temperaturi, na suvom mestu**

Proizvodi:

Ixon instrumenti proizvođača DB Orthodontics, United Kingdom

Ixon instrumenti su namenjeni isključivo za profesionalnu upotrebu od strane specijalista ortopedije vilica.

#### **Preporučeno upustvo o sterilizaciji Ixon instrumenata**

Instrumenti nisu sterilni i moraju biti sterilisani pre upotrebe prema sledećim upustvu. Uklonite svu ambalažu pre čišćenja i sterilizacije. Ne prelazite 160C.

#### **Upustvo za čišćenje**

Uklonite sve zaostale masnoće sa papirnim ubrusom za jednokratnu upotrebu.

Ručno čišćenje

Očistite instrument koristeći neutralno sredstvo za čišćenje i očistite sve površine i zglobove instrumenta. Isperite čistom vodom u trajanju od 3 minuta. Ponovite ceo proces ukoliko je potrebno. Osušite instrument koristeći papirni ubrus za jednokratnu upotrebu.

#### Automatsko čišćenje

Koristite samo proverene mašine za pranje instrumenata ( da imaju standard CFPP 01-01).

Nakon uklanjanja instrumenta iz mašine za pranje, proverite da li sve očišćeno i ponovite proces ukoliko je to potrebno. Proverite da li postoji neka šteta ili korozija. Ivice sečiva treba da budu bez nedostatka kako bi obezbedili da vrhovi za odvajanje budu sigurni.

Uvek podmažite zglobove i šarke instrumenta sa propustljivim lubrikantom.

**Upozorenje:** Instrumenti koji se nalaze u vlažnoj sredini mogu korodirati. Osušite ih koristeći papirni ubrus ili suhu toplotu. Ne prelazite 160C.

#### Sterilizacija

Instrumenti treba biti postavljeni u posebni tacnama za sterilizaciju ili u tacne za sterilizaciju za opšte namene, pri tom treba voditi računa da su ivice sečica osigurane i da se nalaze u otvorenoj poziciji. Kada se sterilize više od jednog instrumenta, potrebno je obezbediti da se instrumenti međusobno ne dodiruju da ne bi došlo do oštećenja.

Koristite samo proverene vakume za suhu sterilizaciju ili parne autoklave ( po standardu CFP 01-01). Ne prelazite 160C. Ne prelazite maksimalno opterećenje aparata za sterilizaciju propisano od proizvođača.

#### Dodatne informacije

Proverene ultrazvučne kade mogu se koristiti sa proverenim sredstvima za čišćenje. Koristite uputstva za upotrebu od proizvođača za pomenutu opremu i sredstva za čišćenje.

#### Garancija

Ixon instrumenti imaju garanciju u kvalitetu materijala i izradi u trajanju od 5 godina. DB Orthodontics će naoštiti svaki instrument za sečenje bez nadoknade u periodu od godinu dana nakon kupovine. Pogrešan ili neuspešan način čuvanja i održavanja instrumenata dovodi do prestanka važenja garancije. DB Orthodontics ima isključivu odgovornost da će, prema svom nahođenju, popraviti, zameniti ili vratiti novac u slučaju pristunih defekta. Pridržavanje preporučenih načina čišćenja, sterilizacije i podmazivanja će obezbediti potpuni učinak instrumenta. Instrumenti za sečenje koji se koriste veoma često treba obnavljati po potrebi. Zglobovi instrumenta treba da budu podmazani sa odgovarajućim medicinskim lubrikantom u toku svakog procesa dekontaminacije. Garancija ne pokriva održavanje, oštrenje ili prepravke.

#### Ograničenje odgovornosti

Osim kada je to zabranjeno zakonom, DB Orthodontics nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu na proizvodu. Osim tamo gde je to zakonom zabranjeno, DB Orthodontics neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korišćenjem ovog proizvoda, bilo da je nastala šteta posredna, neposredna, specijalna, slučajna ili posledična, bez obzira na primenjenu metodu, uključujući garanciju i ugovorna prava i obaveze. Ovo ograničenje se ne odnosi na povrede trećih lica.

